



REGISTRO SANITARIO REACTIVOS PARA DIAGNOSTICO

VISTOS:

El expediente N° **434056** presentado por el Regente Bioquímico(a) Dr.(a) **CLAUDIA TORRICO CAMACHO** con Mat. Prof. N° **T-646** en representación de la firma **BIOTECH BOLIVIA LTDA.** por el que solicita la **INSCRIPCION** del producto **IL-6 (CLIA)** para su **IMPORTACION** y comercialización en el país, fabricado por: **SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGINEERING CO, LTD.** de **REP.POPULAR DE CHINA** para / bajo licencia de /

Certificado de evaluación y desempeño N°

<i>Eval_Des.N/A</i>	<i>Sensib.0</i>	<i>Especifi.0</i>	<i>Eficacia.0</i>
---------------------	-----------------	-------------------	-------------------

CONSIDERANDO:

Qué se han cumplido con todos los requisitos por tanto:

SE RESUELVE:

Autorizar la **INSCRIPCION** en el Registro Sanitario Nacional del producto **IL-6 (CLIA)** de laboratorios **SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGINEERING CO, LTD.** procedente de **REP.POPULAR DE CHINA** para / bajo licencia de / bajo el N° **RI-3815/2021** que responde a las siguientes especificaciones:

Componentes: 1. MICROPERLAS MAGNÉTICAS: LAS MICROPERLAS MAGNÉTICAS RECUBIERTAS CON ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-IL-6 (RATÓN), QUE CONTIENE BSA, NAN3 (<0.1%). 2. CALIBRADOR BAJO: CON CONTENIDO DE ANTIGENO DE IL-6 (RECOMBINANTE) Y BSA, NAN3 (<0.1%). 3. CALIBRADOR ALTO: CON CONTENIDO DE ANTIGENO DE IL-6 (RECOMBINANTE) Y BSA, NAN3 (<0.1%). 4. BUFFER: CON CONTENIDO DE BSA, NAN3 (<0.1%). 5. MARCA DE ABEI: ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-IL-6 (RATÓN) ETIQUETADO CON AMINOBUTILETILISO LUMINOL (ABEI), QUE CONTIENE BSA, NAN3 (<0.1%). 6. DILUYENTE 0.9% DE NACL. 7. CONTROL DE CALIDAD INTERNO 1: CON CONTENIDO DE ANTIGENO DE IL-6 (RECOMBINANTE) Y BSA, NAN3 (<0.1%). 8. CONTROL DE CALIDAD INTERNO 2 CON CONTENIDO DE ANTIGENO DE IL-6 (RECOMBINANTE) Y BSA, NAN3 (<0.1%). 9. INSERTO.

Presentación: **KIT DE 100 TEST/ KIT DE 50 TEST**

Conservacion:: **2-8°C**

Periodo de validez: **12 Meses.**

Orden de pago N° **5132897** del **1** de **Diciembre** de **2020**

El presente Registro Sanitario tiene validez de cinco años a partir de la fecha:

La Paz, **12** de **Enero** de **2021**

[Firma]
 Dra. Mónica P. Chipana Quispe
 JEFE DE OFICINA DE AUTORIZACION
 DE COMERCIALIZACION a.i.
 AGENCIA ESTADAL DE MEDICAMENTOS
 Y TECNOLOGIAS EN SALUD
 UNIMED

Regístrese, comuníquese y archive



[Firma]
 Dra. Eliana Caballero Vedia
 DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i.
 AGENCIA ESTADAL DE MEDICAMENTOS
 Y TECNOLOGIAS EN SALUD
 UNIMED