



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
SALUD Y DEPORTES



REGISTRO SANITARIO REACTIVOS PARA DIAGNOSTICO



VISTOS:

El expediente N° **545526** presentado por el Regente Bioquimico(a) Dr.(a) **GUSTAVO RAMIRO MURIEL ZELADA** con Matrícula N° **M-2724** en representación de la empresa **BIOTECH BOLIVIA LTDA.** por el que solicita la **INSCRIPCION** del producto **IGE (CLIA)** para su **IMPORTACION** y comercialización en el país, elaborado por: **SHENZEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGINEERING CO, LTD** de **CHINA** para / bajo licencia de / Certificado de evaluación y desempeño INLASA N°
Eval_Des. / Sensib. **0** Especifi. **0** Eficacia. **0**

CONSIDERANDO:

Qué se han cumplido con todos los requisitos por tanto:

RESUELVE:

Autorizar la **INSCRIPCION** en el Registro Sanitario Nacional del producto **IGE (CLIA)** de laboratorios **SHENZEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGINEERING CO, LTD** procedente de **CHINA** para / bajo licencia de /

bajo el N° **RI-6169/2024**

que responde a las siguientes especificaciones:

Componentes:

SEGUNDA GENERACION: 1.MICROPERLAS MAGNETICAS MICROPERLAS MAGNETICAS RECUBIERTAS CON ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-IGE (-6,67 µG/ML) EN EL TAMPON PBS, NAN3 (<0.1%) 2.5ML 1,5ML 1,0ML 2. CALIBRADOR BAJO UNA BAJA CONCENTRACION DE IGE EN EL TAMPON PBS, NAN3 (<0.1%) 1,0ML 1,0ML 1,0ML 3. CALIBRADOR ALTO UNA ALTA CONCENTRACION DE IGE EN EL TAMPON PBS, NAN3 (<0.1%) 1,0ML, 1,0ML, 1,0ML 4. TAMPON TAMPON TRIS-HCl. NAN3 (<0.1%) 6,5ML 4,0ML 3,0ML 5. MARCA DE ABEI ABEI MARCADO CON ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-IGE (-0,100 µG/ML) EN EL TAMPON TRIS-HCl, NAN3 (<0.1%) 7,5ML 4,5ML 3,3ML 6. DILUYENTE T0,9% DE NACI 25,0ML 13,5ML 9,0ML 7. CONTROL 1 UNA BAJA CONCENTRACION DE IGE (45,0 UI/ML) EN EL TAMPON PBS NAN3 (<0.1%). 1,0ML 1,0ML 1,0ML 8. CONTROL 2 UNA ALTA CONCENTRACION DE IGE (180 UI/ML) EN EL TAMPON PBS, NAN3 (<0.1%) 1,0ML 1,0ML 1,0ML.

Presentación:


KIT 100 TEST/ KIT 50 TEST / 30 TEST

Conservación: **2 - 8°C** Periodo de validez: **18 MESES**


Orden de pago N° **8079421** del **14 de noviembre** de **2023**

El presente Registro Sanitario tiene validez de cinco años a partir de la fecha

La Paz, **12 de marzo** de **2024**


G.F. Mo. Angelo Herrera
JEFE DPTO. AUTORIZACION
DE CO-MERCIALIZACION
AGENCIA ESTATAL DE MEDICAMENTOS
Y TECNOLOGIAS EN SALUD
AGEMED




Dra. Patricia Elsa James Parr
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA
AGENCIA ESTATAL DE MEDICAMENTOS
Y TECNOLOGIAS EN SALUD
AGEMED

Regístrese, comuníquese y archívese