



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
SALUD Y DEPORTES



REGISTRO SANITARIO REACTIVOS PARA DIAGNOSTICO

VISTOS:

El expediente N° **538174** presentado por el Regente Bioquímico(a) Dr.(a) **CLAUDIA TORRICO CAMACHO** con Matrícula N° **T-646** en representación de la empresa **BIOTECH BOLIVIA LTDA.** por el que solicita la **INSCRIPCION** del producto **VIRAL DNA/RNA KIT** para su **IMPORTACION** y comercialización en el país, elaborado por: **JIANGSU COWIN BIOTECH CO., LTD.** de **CHINA** para / bajo licencia de /
Certificado de evaluación y desempeño INLASA N°
Eval_Des. / Sensib. **0** Especifi. **0** Eficacia. **0**

CONSIDERANDO:

Qué se han cumplido con todos los requisitos por tanto:

RESUELVE:

Autorizar la **INSCRIPCION** en el Registro Sanitario Nacional del producto **VIRAL DNA/RNA KIT** de laboratorios **JIANGSU COWIN BIOTECH CO.,LTD.** procedente de **CHINA** para / bajo licencia de /

bajo el N° **RI-5768/2023**

que responde a las siguientes especificaciones:

Componentes:

1.TAMPON DE LISIS: CLORHIDRATO DE GUANIDINA, NACI, SDS, TRIS-HCI (15ML/BOTELLA X1 - 60ML/BOTELLA X1) 2. TAMPÓN DE LAVADO 1: CLORHIDRATO DE GUANIDINA, NACI, TRIS-HCI ETANOL ABSOLUTO (15ML/BOTELLA X1 - 60ML/BOTELLA X1) 3. TAMPÓN DE LAVADO 2: NACL, TRIS-HCI, ETANOL ABSOLUTO (7,5ML/BOTELLA X1 - 30ML/BOTELLA X1) 4. AGUA SIN ARNASA: 10ML/BOTELLA 1 - 25ML/BOTELLA X1) 5. COLUMNAS DE ADSORCION: 50 PAQUETES X1- 50 PAQUETE X 46 TUBOS DE RECOGIDA: 50 PAQUETES X 150 PAQUETES X4

Presentación:

KIT DE 50 Y 200 TESTS

Conservación: **4 - 37°C** Periodo de validez: **18 MESES**

Orden de pago N° **8070931** del **08** de **septiembre** de **2023**

El presente Registro Sanitario tiene validez de cinco años a partir de la fecha
La Paz, **31** de **octubre** de **2023**


Dr. Mg. Angela Herrera Tercero
JEFE OPTO. AUTORIZACION
DE COMERCIALIZACION
AGENCIA ESTATAL DE MEDICAMENTOS
Y TECNOLOGIAS EN SALUD
AGEMED




Dra. Patricia Elisa Torres Parra
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA
AGENCIA ESTATAL DE MEDICAMENTOS
Y TECNOLOGIAS EN SALUD
AGEMED

Regístrese, comuníquese y archive