



ESTADO PLURINACIONAL DE  
**BOLIVIA**

MINISTERIO DE  
SALUD Y DEPORTES



## REGISTRO SANITARIO REACTIVOS PARA DIAGNOSTICO

### VISTOS:

El expediente N° **542667** presentado por el Regente Bioquímico(a) Dr.(a) **CLAUDIA TORRICO CAMACHO** con Matrícula N° **T-646** en representación de la empresa **BIOTECH BOLIVIA LTDA.** por el que solicita la **REINSCRIPCION** del producto **PRIME CALIBRATOR CARTRIDGE CCS/CCS COMP** para su **IMPORTACION** y comercialización en el país, elaborado por: **NOVA BIOMEDICAL CORPORATION** de **ESTADOS UNIDOS** para / bajo licencia de / Certificado de evaluación y desempeño INLASA N°  
Eval\_Des. / Sensib. / Especifi. / Eficacia. /

### CONSIDERANDO:

Qué se han cumplido con todos los requisitos por tanto:

### RESUELVE:

Autorizar la **REINSCRIPCION** en el Registro Sanitario Nacional del producto **PRIME CALIBRATOR CARTRIDGE CCS/CCS COMP** de laboratorios **NOVA BIOMEDICAL CORPORATION** procedente de **ESTADOS UNIDOS** para / bajo licencia de /

bajo el N° **RI-2912/2023**

que responde a las siguientes especificaciones:

### Componentes:

1. CLA A  $\geq$  500ML (PH 7.350; PCO2 25.2 MMHG; NA 133.0 MMOL/L; K +4.0 MMOL/L; CL 106 MMOL/L; ICA 1.10 MMOL/L GLU 80 MG/DL; LAC 2 MMOL/L) 2. CAL B  $\geq$  250 ML (PH 6.840; NA +68.5 MMOL/L; K +10 MMOL/L; CL 46.0 MMOL/L; ICA 2.20 MMOL/L; GLU 200 MG/DL LAC 10 MMOL/L) 3. CAL F  $\geq$  720ML (PCO2 51.6 MMHG; PO2 93.8 MMHG) 4. SOLNR  $\geq$  300ML (KCL 2MOL/L).

### Presentación:

100,200,300,400,500 MUESTRAS

Conservación: **15 - 30°C** Periodo de validez: **18 MESES**

Orden de pago N° **8075901** del **17** de **octubre** de **2023**

El presente Registro Sanitario tiene validez de cinco años a partir de la fecha La Paz, **23** de **noviembre** de **2023**

  
Dr. Mg. Anabela Herrera Tercero  
JEFE DPTO. AUTORIZACIÓN  
DE COMERCIALIZACIÓN  
AGENCIA ESTATAL DE MEDICAMENTOS  
Y TECNOLOGÍAS EN SALUD  
AGEMED



  
Dr. Patricia Pérez  
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA  
AGENCIA ESTATAL DE MEDICAMENTOS  
Y TECNOLOGÍAS EN SALUD  
AGEMED

Regístrese, comuníquese y archívese