



MINISTERIO
DE SALUD Y DEPORTES



REGISTRO SANITARIO REACTIVOS PARA DIAGNOSTICO

VISTOS:

El expediente N° **640222** presentado por el Regente Bioquímico(a) Dr.(a) **GUSTAVO RAMIRO MURIEL ZELADA** con Matrícula N° **M-2724** en representación de la empresa **BIOTECH BOLIVIA LTDA.** por el que solicita la **INSCRIPCION** del producto **FINECARE ANTI-CCP TEST** para su **IMPORTACION** y comercialización en el país, elaborado por: **GUANGZHOU WONDFO BIOTECH CO. LTD.** de **CHINA** para / bajo licencia de / Certificado de evaluación y desempeño INLASA N° Eval_Des. **N/A** Sensib. / Especifi. / Eficacia. /

CONSIDERANDO:

Qué se han cumplido con todos los requisitos por tanto:

RESUELVE:

Autorizar la **INSCRIPCION** en el Registro Sanitario Nacional del producto **FINECARE ANTI-CCP TEST** de laboratorios **GUANGZHOU WONDFO BIOTECH CO. LTD.** procedente de **CHINA** para / bajo licencia de /

bajo el N° **RI-7993/2026**

que responde a las siguientes especificaciones:

Componentes:

COMPONENTRE FISICOS

1. 25 BOLSAS INDIVIDUALES SELLADAS, CADA UNA CONTENIENDO: 1. CARTUCHO DE PRUEBA Y 1 BOLSA DESECANTE; 2. UN CHIP DE IDENTIFICACIÓN; 3. UN INSERTO; 4. 25 PUNTAS DE PIPETAS; 5. 25 TUBOS DE TAMPON DE DETECCION COMPONENTES QUÍMICOS.

CADA CARTUCHO DE PRUEBA CONTIENE UNA TIRA REACTIVA COMPUESTA DE CARTÓN DE CELULOSA, LÁTEX FLUORESCENTE, MEMBRANA DE NITROCELULOSA, ANTIGENO ACCP1, ANTICUERPOS IGY DE POLLO, ANTÍGENO ACCP2, ANTICUERPOS IGY DE CABRA ANTIPOLLO

Presentación:

KIT DE 25 PRUEBAS

Conservación: **4 - 30 °C** Periodo de validez: **24 MESES**

Orden de pago N° **8189535** del **26** de **enero** de **2026**

El presente Registro Sanitario tiene validez de cinco años a partir de la fecha

La Paz, **09** de **abril** de **2026**

Dra. Zuleyka Pinto Veneros
JEFE DE DPTO. DE AUTORIZACIÓN
DE COMERCIALIZACIÓN
AGENCIA ESTATAL DE MEDICAMENTOS
Y TECNOLOGÍAS EN SALUD
AGEMED



Dra. Teresa Virginia Castro Salinas
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA
AGENCIA ESTATAL DE MEDICAMENTOS
Y TECNOLOGÍAS EN SALUD
AGEMED

Regístrese, comuníquese y archívese