

iFuge M24PR

Es un micro centrifugador con un rendimiento confiable y componentes de alta calidad, hasta un chasis diseñado inteligentemente junto con una interfaz fácil de usar.



Motor CC sin escobillas



Control de circuito cerrado



Extracción del rotor sin herramientas



Diseño de flujo de aire mejorado



Freno eléctrico



Especificaciones

Capacidad del rotor	Rotor cerrado de 8 posiciones para microtubos de 1.5 / 2.0 ml
RPM máximas / RCF (g)	6000 / 2000 gramos
Pantalla	Digital
Exactitud	± 50 RPM
Nivel de ruido	Sí
Velocidad variable	2000 - 6000 RPM en pasos de 100 RPM
Temporizador	1 a 25 minutos e infinito
Giro rápido	Sí, tapa activada On / Off
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)	162 x 157 x 115 mm.
Rotores y adaptadores (incluidos en el paquete estándar)	8 ranuras x 1.5 / 2.0 ml
	Rotor cerrado. Rotor de tiras PCR (2 x 8 x 0.2 ml)
	Adaptadores de reducción para microtubos de 0.2 / 0.5 ml