

# iFuge M24PR

Es un sistema de centrifugado de laboratorio versátil multipropósito que proporciona rendimiento, conveniencia y seguridad infalibles inigualables.

Cuenta con una amplia gama de funciones como interfaz programable por el usuario, diagnóstico interno automático y liberación de emergencia de la tapa.

Una de sus características distintivas es su capacidad para ofrecer un alto rendimiento con una fracción del esfuerzo.



Motor CC sin escobillas



Gran pantalla LCD retroiluminada



- 20° C a 40° C



Controlado por microprocesador



Drenaje de condensación incorporado

## Especificaciones

Capacidad del rotor	24 microtubos de 1.5 / 2 ml
	44 microtubos de 1.5 / 2 ml (opcional)
	8 x 5 ml (opcional)
	4 tiras PCR (opcional)
Rango de temperatura	- 20° C a 40° C
Ajuste de velocidad	500 - 15000 RPM
Configuración de hora	30 segundos a 999 minutos y modo infinito
Pantalla	Gran pantalla LCD retroiluminada
Característica programable	El usuario puede configurar y guardar hasta 99 programas definidos por el usuario de 4 líneas cada uno
Seguridad del bloqueo de tapa	Sí
Detección de desequilibrio	Sí
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)	452 x 314 x 278 mm.